

BEZnosKA, s.r.o.
Per. № 43774946
Dělnická 2727, Křočeňava
272 01 Kladno, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503
Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464


Ел. пошта: mailbox@beznoska.cz
www: www.beznoska.cz

UA Інструкція із застосування № 004



Інформація щодо експлуатування, можливих видів застосування і потенційних обмежень для групи виробів:

БЕЗЦЕМЕНТНІ НІЖКИ



Опис виробів

SF — Безцементна ніжка, 12/14	SF — Безцементна ревізійна ніжка, 12/14
Типорозміри: D10 – D18, type S, ML	Типорозміри: D10/190 – D22/230
RMD — Безцементна ніжка, K	RMD — Прокс. сегмент
Типорозміри: D12 – D22	Типорозміри: 18/85 – 23/95, type A, AX
Trio — Безцементна ніжка, 12/14	Trio — Безцементна ніжка з ГА, 12/14
Типорозміри: 01 – 8	Типорозміри: 01 – 8
Trio — Модульна безцементна ніжка, 12/14	Trio — Модульна безцементна ніжка з ГА, 12/14
Типорозміри: 01 – 8	Типорозміри: 01 – 8
Trio — Шийка для ніжки	
Типорозміри: 1 – 5	

Інформація щодо стерильності

- Виробник поставляє виріб в стерильній упаковці.
- Термін гарантії на стерильність імплантату в захисній стерильній упаковці становить 5 років. Термін придатності зазначений на захисній стерильній упаковці.
- Забороняється використовувати виріб, якщо стерильна упаковка пошкоджена. Виріб не підлягає повторній стерилізації.

Передбачене застосування

Безцементні ніжки входять в комплект для тотального ендопротезування кульшового суглоба без кісткового цементу. Ніжки призначені для установки в стгенову кістку і мають шийку 12/14 для кріплення з голівкою стгенової кістки.

Опис виробу

SF — Безцементна ніжка, 12/14 виготовляється в дев'яти типорозмірах і двох варіантах (стандартному або з середньо-боковим потоншенням без комірця). Для спрощення використання нижня частина ніжки має циліндричну форму. Розмір конуса на кінці горловини — 12/14 (євро). ШДУ становить 135°. Ендопротези виготовлені з деформованого титанового сплаву (згідно ISO 5832-3). Приблизно половина довжини ніжки ендопротеза покрита пористим шаром титану (ISO 5832-2), нанесеним за допомогою плазми. Частина ніжки ендопротеза, що залишилася, піддається тонкій пікострумінній обробці.

SF — Безцементна ревізійна ніжка, 12/14 виготовляється в семи розмірах і двох довжинах для кожного типорозміру в стандартному варіанті без комірця. Для спрощення використання нижня частина ніжки має циліндричну форму. Розмір конуса на кінці горловини — 12/14 (євро). ШДУ становить 135°. SF — Безцементна ревізійна ніжка, 12/14 виготовляється з деформованого титанового сплаву ISO 5832-3. На половину довжини ревізійної ніжки ТЕП наноситься пористий шар за допомогою плазми. Частина ніжки, що залишилася, і шийка ендопротеза піддаються тонкій пікострумінній обробці, а канавки на циліндричній частині ніжки поліруються.

RMD — Безцементна ніжка виготовляється в шести розмірах і трьох довжинах для кожного типорозміру. Нижня частина ніжки має конічну форму, а верхня — циліндричну. Конус Морзе використовується для з'єднання з проксимальним елементом. Проксимальний елемент виготовляється в трьох типорозмірах. Кожен типорозмір представлений в двох варіантах довжини (85 і 95 мм) і двох варіантах з б'чним розташуванням (44 мм — тип А, 50 мм — тип АХ). Для поліпшення фіксації з кісткою нижня частина елемента забезпечена конусом з пористим титановим покриттям. Розмір конуса на кінці проксимального елемента — 12/14 (євро). ШДУ становить 135°. Обидва компоненти з'єднані за допомогою регульовального гвинта з пластиковим фіксуємим замком для запобігання випадковому від'єднанню. Всі частини імплантату виготовлені з деформованого титанового сплаву (згідно ISO 5832-3).

Trio — Безцементна ніжка, 12/14 і Trio — Безцементна ніжка з ГА, 12/14 мають прямокутний поперечний переріз і виготовляються в десяти розмірах без комірця. Корпус ніжки має конічну форму з двома напрямками. Ніжка виготовляється з деформованого титанового сплаву (ISO 5832-3). Верхня частина ніжки ендопротеза покрита пористим шаром Ті, нанесеним за допомогою плазми. На ніжку — TRIO і ніжку з гідроксипалатитовим покриттям наноситься пористий шар Ті і шар гідроксипалатиту (згідно ISO 13779-2). Частина ніжки, що залишилася піддається тонкій пікострумінній обробці. Розмір конуса на кінці ніжки — 12/14 (євро). ШДУ становить 135°.

Trio — Модульна безцементна ніжка, 12/14, і Trio — Модульна безцементна ніжка з ГА, 12/14 (згідно ISO 13779-2) складаються з двох компонентів — ніжки і шийки, які поставляються окремо. Ці компоненти можна вільно комбінувати, при цьому їх повна функціональність розкривається тільки, коли вони використовуються як частина відповідного комплекту.

- Trio — Безцементна ніжка, 12/14** виготовляється з прямокутним поперечним перерізом в десяти розмірах без комірця. Ніжка виготовляється з деформованого титанового сплаву (ISO 5832-3). Верхня частина ніжки ендопротеза покрита пористим шаром титану, нанесеним за допомогою плазми. Відповідно до стандарту ISO 13779-2 на пористий шар титану (ISO 5832-2) наноситься гідроксипалатитове покриття. Частина ніжки, що залишилася піддається тонкій пікострумінній обробці. У верхній частині ніжки є точний овальний кінцевий отвір для установки модульних кілець.
- Trio — Шийка для ніжки, Ті і Trio — Шийка для ніжки, Со** мають верхню симетричну кінцеву частину і нижню кінцеву овальну частину, яка використовується для кріплення. Обидві частини з'єднуються за допомогою перехідника. Кріпильні частини шийки ідентичні у всіх версіях виконання і відрізняються тільки взаємним розташуванням. Всього існує п'ять варіантів типорозмірів, які можуть бути використані в дев'яти комбінаціях (три кути ШДУ 125°, 135° і 145° і три положення по відношенню до крутіння (-10°, 0° і +10° від площини симетрії ніжки) для кожного б'чного варіанту (у правому і лівому виконанні)). Модульна шийка — Trio, Ті виготовляється з деформованого титанового сплаву (ISO 5832-3), модульна шийка — Trio, Со виготовляється з деформованого сплаву кобальту, хрому і молібдену (ISO 5832-12).

Показання до застосування

- Дорослі чоловіки і жінки (18+).
- Випадки первинного і вторинного коксартрозу, ідіопатичного некрозу голівки стгенової кістки, запальних і постзапальних захворювань (прогресуючий поліартрит і хвороба Бехтерева), посттравматичні захворювання (псевдоартроз шийки стгена, переломи вертлоужної западини тощо).

Противопоказання

Карцинома верхньої частини стгена, медичні протипоказання, неможливість подальшого лікарського спостереження за пацієнтом, інфекції, підтверджена алергія або непереносимість металів (ISO 5832-9).

Сумісність

Безцементні ніжки можуть встановлюватися в комплекті з усіма моделями голівок (Металева голівка АК, Металева голівка Со, Керамічна голівка (BIOLOX DELTA) компанії BEZnosKA, s.r.o. **Забороняється комбінувати з виробами інших виробників.**

Застереження і попередження

Перед операцією

Пацієнт

- Пацієнт надає згоду на проведення операції та пов'язані з нею ризики.
- Психічний стан пацієнта має дозволити йому розуміти суть операції, а також необхідність дотримуватися післяопераційного режиму.
- Пацієнт повинен знати щодо обмежень, пов'язаних з імплантатом.

Відділення, що виконує операцію

- Забезпечення високого рівня стерильності.
- Перевірка стерильності упаковки (звернути увагу на наявність пошкоджень і термін придатності).
- Навір інструментів для імплантації повинен бути повним і в робочому стані.
- Забороняється використовувати пошкоджені і нестерильні імплантати. Забороняється повторно використовувати імплантати.
- Пацієнти, яким виконється ендопротезування кульшового суглоба, повинні бути проінформовані про те, що термін служби імплантату залежить від їх ваги і рівня активності.
- Всі необхідні компоненти для імплантації повинні бути в наявності.
- У комплекті, де потрібна керамічна голівка, використовуються тільки керамічні голівки компанії BEZnosKA, s.r.o.

Під час операції

- Необхідно використовувати оригінальні інструменти і слідувати рекомендованій виробником хірургічній процедурі.
- Під час роботи з виробом необхідно використовувати хірургічні рукавички.
- Під час роботи з виробом необхідно забезпечити захист точно відпрофільованої конусної частини шийки зі структурованою поверхнею. Пошкодження цієї поверхні впливає на точність імплантації і термін служби протеза голівки.
- Для перевірки з'єднання суглоба повинні використовуватися виробувальні голівки.
- Завжди слід вводити імплантат в кістковомасову порожнину певної форми.
- Імплантат встановлюється тільки разом з імплантатами компанії BEZnosKA, s.r.o., або з імплантатами, які прямо рекомендуються компанією BEZnosKA, s.r.o.

Після операції

Пацієнт

- Пацієнт повинен знати щодо обмежень, пов'язаних з імплантатом.
- Пацієнта необхідно попередити щодо обмеження навантажень на новий імплантат до повного загоєння кістки.
- У разі несподіваних змін, пов'язаних з імплантатом, рекомендується звернутися до фахівця.

Відділення, що виконує операцію

- Тримкість імплантату неможливо порівнювати з можливостями здорової кістки.
- Необхідно своєчасно проводити профілактичні огляди шлучного суглоба.
- На підставі наявної інформації, пацієнти з імплантатами компанії BEZnosKA s.r.o., можуть проходити магнітно-резонансну томографію зі статичним магнітним полем до 3Т, якщо пройшло не менше шести тижнів з дати імплантації і якщо на імплантаті відсутні ознаки розхитаності.

Хірургічні процедури під час операції

Установка безцементної ніжки здійснюється згідно конкретної хірургічної процедури, яка детально описує весь процес імплантації.

- Керівництво з імплантації SF — Безцементна ніжка, 12/14.
- Керівництво з імплантації SF — Безцементна ревізійна ніжка, 12/14.
- Керівництво з імплантації RMD — Безцементна ніжка, 12/14.
- Керівництво з імплантації Trio — Безцементна ніжка, 12/14, Trio — Безцементна ніжка з ГА, Trio — Модульна безцементна ніжка, 12/14 і Trio — Модульна безцементна ніжка з ГА.

Несприятливі ускладнення

Під час операції

- Пошкодження судинних і волокнистих структур.
- Ятрогенне пошкодження кістки (ноді спостерігається виникнення переломів).

Після операції

- Серцево-судинні порушення, такі як ТЕН, тромбоз глибоких вен, ІМ, післяопераційна гематома.
- Порушення загоєння ран, інфекції.
- Ослаблення фіксації шлучного суглоба або його компонентів, вивих або зсув шлучного суглоба, деформація або поломка компонента, згинальна контрактура, вкорочення кінцівки.

Утилізація виробу

Після використання імплантат класифікується як «небезпечні відходи» в сфері охорони здоров'я. Його слід утилізувати згідно з чинним законодавством країни використання.

Ризики, пов'язані з повторним використанням, з точки зору пацієнта:

- Відмова імплантату через пошкодження кінчної поверхні шийки (неправильне з'єднання ніжки і голівки — розхитування імплантату через тертя деталей або поломки голівки, як правило, при використанні керамічних голівок), поверхонь кріплення (ризики тертя, вплив контактних частин і подальше розхитування імплантату) або недостатньої стерилізації: больові відчуття, потенційна необхідність у повторній операції.
- Ризик інфікування пацієнта (ризик зараження, розхитування імплантату, больові відчуття або необхідність повторної операції).
- Неправильний типорозмір або тип імплантату: несправний імплантат, необхідність повторної операції.

Рекомендації виробника

Забороняється повторно стерилізувати імплантат, оскільки можливий ризик:

- Пошкодження кріпильних поверхонь.
- Забруднення пористого шару.
- Забороняється повторна стерилізація імплантату. Якщо стерильна упаковка пошкоджена, забороняється використовувати медичний виріб. Його слід відправити виробнику.

Виробник не рекомендує поєднувати Металева голівка Со під час ревізії з оригінальною поліетиленовою вкладкою, яка може бути будь-яким способом пошкоджена.

Дата останнього перегляду: 21.05.2021

BEZnosKA, s.r.o.
Рєстр. № 43774946
Dělnická 2727, Křočeňava

272 01 Kladno, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛИКА
Тел.: +420 312 660 670, +420 602 666 503
Факс: +420 312 660 216, +420 312 662 464

Ел. пошта: mailbox@beznoska.cz
www: www.beznoska.cz